

# Indirect Spectrofluorometric Determination of Enoxaparin Sodium in Pharmaceutical Formulation (Injection) by Ion Association Complex Formation with Acriflavine Dye

# Elham S. Salih<sup>1\*</sup>; Mohamed Th. Aghwan<sup>2</sup>

Department of Chemistry, College of Education for Pure Science, University of Mosul, Iraq.

Email: 1\* altalibee\_59@yahoo.com, 2 Mohamed.aghwan@gmail.com

(Received July 01, 2018; Accepted October 24, 2019; Available online June 01, 2020)

<u>DOI: 10.33899/edusj.2019.125843.1001</u>, © 2020, College of Education for Pure Science, University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>).

#### **Abstract**

A simple, sensitive and selective spectrofluorometric method has been developed for the determination of enoxaparin sodium in bulk and dosage forms (injection). The method was based on the quantitative quenching effect of enoxaparin on the native fluorescence of acriflavine due to the formation of nonfluorescent supramolecular ion association complex between the studied drug and acriflavine dye in aqueous solution. The decrease of acriflavine fluorescence was observed at 506 nm after excitation at 402 nm. The relationship between quenching fluorescence intensity and concentration of enoxaparin sodium was linear in the range  $0.05\text{-}20~\mu\text{g/ml}$  and with correlation coefficient 0.9990 and with LOD and LOQ 0.011 and  $0.035~\mu\text{g/ml}$  respectively. The average recovery was 100.51% and RSD is less than 3.23%. The stoichiometry of enoxaparin to acriflavine was calculated a 1:4. The method was applied successfully to the determination of enoxaparin as injection formulation and the results were in a good agreement with certified value and standard addition procedure.

Keywords: Spectrofluorometry, Acriflavine dye, Enoxaparin sodium, Ion association complex.

التقدير الفلورومتري غير المباشر للاينوكسابارين صوديوم في الحقن الدوائية بتكوين معقد التجمع الأيوني مع صبغة الاكريفلافين

 $^{2}$ الهام سعد الله صالح  $^{*}$  و محمد ثامر اغوان

قسم الكيمياء, كلية التربية للعلوم الصرفة, جامعة الموصل, الموصل, العراق

#### الخلاصة

تم تطوير طريقة فلورومترية يسيرة وحساسة وانتقائية لتقدير الاينوكسابارين صوديوم بشكله النقي وفي المستحضرات الدوائية بشكل حقن اعتمدت الطريقة على اخماد تفلور صبغة الاكريفلافين نتيجة تكوين معقد التجمع الايوني فائق الجزيئية غير المتفلور بين الاينوكسابارين صوديوم وصبغة الاكريفلافين في المحلول المائي, اذ وجد ان النقصان في شدة تفلور صبغة الاكريفلافين عند الطول الموجي 506 نانوميتر بطول موجة اثارة 402 نانوميتر يعطي دالة خطية ضمن مدى التراكيز يتراوح بين 0.05-20.0 مايكروغرام/مللتر من الاينوكسابارين صوديوم بحدي كشف وتقدير كمي 0.011 و 0.037 مايكروغرام/مللتر على التوالي وبمربع معامل ارتباط 0.9990.

كانت الطريقة ذات دقة وتوافق جيدين, اذ تراوح معدل نسبة الاسترجاع 100.51% وانحراف قياسي نسبي اقل من 3.23% بلغت النسبة التركيبية المولية لطريقة نسبة الميل 4:1 (الاينوكسابارين صوديوم: صبغة الاكريفلافين). طبقت الطريقة بنجاح في تقدير الاينوكسابارين صوديوم في الحقن الدوائية ومع نتائج الطريقة متوافقة مع المحتوى الاصيل للحقن الدوائية ومع نتائج طريقة الاضافة القياسية لتقدير الاينوكسابارين صوديوم. ممايجعل امكانية تطبيق الطريقة في التحليلات الروتينية لتقدير الاينوكسابارين في السوائل الحيوية

الكلمات المفتاحية: الفلورمتري وصبغة الاكريفلافين والاينوكسابارين صوديوم ومعقد التجمع الأيوني.

#### المقدمة

يُعد الاينوكسابارين صوديوم بوصفه هيبارين منخفض الوزن الجزيئي المهيارين المهيارين منخفض الوزن الجزيئي الهيبارين[1], (Low-molecular weight heparin) لذا فهو عبارة عن ملح الصوديوم للهيبارين مزال البلمرة القلوية لاستر بنزيل الهيبارين[1], ويتالف الاينوكسابارين صوديوم من سلاسل ويتم الحصول على المادة البادئة (الهيبارين) من الطبقة المخاطية لامعاء الخنزير. ويتالف الاينوكسابارين صوديوم من سلاسل Oligosaccharides التي لم يتم تحديدها بشكل كامل, وان أغلبية المكونات لها تركيب4-اينوبيرانوزيورونات -4-enopyranose) عند النهاية غير المختزلة ومشتق 6,1-انهيدو (anhydo derivative) عند النهاية المختزلة للسلسلة, ويتراوح معدل الوزن الجزيئي للاينوكسابارين صوديوم 4500 دالتون المدى بين 3800 و 5000 دالتون[2]. يمتلك الاينوكسابارين التركيب الكيميائي الاتي

#### Enoxaparin sodium

## Molar mass= 4645 g/mol

يوصف الاينوكسابارين للعلاج والوقاية من العديد من الاضطرابات السريرية وبضمنها الخثرة الدموية الوردية العميقة والاختلاج العضلي الأذيني وخثرة الصمام الميكانيكي[3].

اقترحت طرائق تحليلية مختلفة لتقدير الاينوكسابارين صوديوم اذ وصفت المطيافية الفوتومترية الحالة الصلبة في تقدير العقار بهيئته النقية وفي الحقن الدوائية وذلك استناداً إلى مبدأ قصره كمياً لصبغة التولويدين الزرقاء (Toluidine-blue). واستعملت الصبغة التفلورية هيبارين الحمراء في التقدير الحساس للاينوكسابارين صوديوم وذلك بالاعتماد على تأثيره في اخماد شدة تغلور الصبغة [5]. كما تم تطبيق تسحيحات التجمع الايوني (ion association titration) في تقدير الاينوكسابارين صوديوم (ويعرف تجارياً Lovenox) وذلك بالتسحيح مع كبريتات البروتامين (protamine sulphate) في وسط المحلول المنظم (Lipht-Tris). وقد طبقت تقنية فولتامتري الخطي ذي الاتجاه الواحد (Linear sweep voltammetry) لتقدير الاينوكسابارين صوديوم بقياس الموجة الكاثودية لصبغة لايت الخضراء (Light green) في وسط محلول براتون – روبنسون المنظم (pH2.0)[7]. وامكن تحليل مضاد التخثر اينوكسابارين صوديوم بتقنية كروماتوغرافيا التبادل الانيوني القوى (SAX HPLC).

## صبغة الاكرىفلافين Acriflavine dye وتطبيقاتها التحليلية

تعد صبغة الاكريفلافين (AF) من مشتقات الاكريدين وغالباً ماتكون هيئتها التجارية عبارة عن خليط من 6,3-ثنائي-امينو-10-مثيل اكريدينيوم كلوريد (الترايبافلافين) و 6,3-ثنائي امينو اكريدينيوم (البروفلافين), وتمتلك الصببغة التركيب الكيميائي الاتي[9].

$$\begin{array}{c|c} H_2N & N & NH_2 \\ \hline \\ H_2N & CI & NH_2 \\ \hline \\ CI & CH_3 \end{array}$$

Acriflavine (C27H25ClN6)

Molar mass = 468.97 g/mol

ان الاكريفلافين عبارة عن مسحوق برتقالي او بني اللون يذوب بالماء والكحول [10] ليعطي محلولاً اصفر او برتقالي متفلوراً [11], لذا استعمل في المجالات الاحيائية لتلوين اجزاء الخلايا وكشفها تحت المجهر. اذ تلون جدار الخلية باللون الاحمر والنواة باللون الاصفر المخضر [12].

حضر الاكريفلافين عام 1912 من قبل الباحث الالماني Ehrlich من قطران الفحم وقد استخدم اثناء الحرب العالمية الاولى ضد مرض النوم ومطهر موضعي اذ عرف عن الاكريفلافين بانه له فعاليات قاتلة لطفيلي المثقبيات (Trypanocidal) ومضاداً للجراثيم والفاير وسات[13]. واما تأثيراته على الخلايا السرطانية فقد عرفت منذ اكثر من 50 سنة. اذ يكون للاكريفلافين تأثير تثبيطي فعال على نمو الاورام وتكوين الاوعية الدموية فيها[14]. كما ان الاكريفلافين مع البروفلافين يمكن ان يكون عقاراً فعالاً مضاداً للملاربا[10].

استخدمت صبغة الاكريفلافين في تطوير طرائق يسيرة عالية الحساسية لتقدير مركبات دوائية عديدة اعتماداً على مبدأ إخماد تقلور الصبغة من خلال تكوين معقدات المزدوج الايوني غير المتقلور في وسط منظم بدالة حامضية مناسبة, إذ وجد ان النقصان في شدة تقلور صبغة الاكريفلافين يتناسب طردياً مع تركيز المركب الدوائي قيد الدراسة. فقد امكن تقدير كميات مايكروغرامية من العقار فيوروسيميد (Furosemide) من خلال الاخماد الكمي لصبغة الاكريفلافين في وسط براتون وبنسون [15]. ونشر العقار فيوروسيميد (Ceftriaxone) وذلك بتكوين معقد التجمع الايوني غير المتفاور بين المركب الدوائي وصبغة الاكريفلافين. كما استخدمت الصبغة في تقدير حامض الاسكوربيك من خلال اخماد تقاورها [17].

ونظراً لقلة الطرائق التخصيصية لتقدير الاينوكسابارين صوديوم ولوفرة الصبغة ورخص ثمنها, لذا يهدف البحث الى تطوير طريقة فلورومترية حساسة لتقدير المركب الدوائي من خلال تكوين معقد التجمع الايوني المستقر والذائب في الماء بدون عمليات استخلاص

# الجزء العملي

## الأجهزة المستعملة

تم اجراء القياسات الفلورومترية باستخدام جهاز Shimadzu RF-5301 PC- Spectrofluorometer مجهز بمصباح الزينون (Xenon lamp) باستخدام خلايا الكوارتز شفافة من جميع الجهات ذات السمك اسم. وقيست الدالة الحامضية باستخدام جهاز الدالة الحامضية نوع Thermo RL 060P Electron Company-Singapore مرتبط بقطب مجهز من الشركة ذاتها. واجريت عملية الوزن باستخدام ميزان حساس نوع KERN ABS-Germany. وتمت عمليات التسخين بواسطة حمام مائي نوع واجريت عمليات الاذابة باستخدام جهاز Ultrasonic Cleaner للرج بالموجات فوق الصوتية نوع Power Sonic 405 مجهز من شركة Lab Tech-Korea.

#### محاليل المواد المستعملة

- محلول الاينوكسابارين صوديوم (مجهز من شركة Sanofi) حضر محلول الاينوكسابارين بتركيز 100 مايكروغرام/مللتر وذلك باذابة 0.0200 غرام من المركب في 200 مللتر من الماء المقطر ومنه يحضر محلول بتركيز 10 مايكروغرام/مللتر ويحفظ في الثلاجة ويبقى مستقراً لمدة اسبوع.
- محلول صبغة الاكريفلافين (شركة BHD) تم تحضير محلول الصبغة بتركيز 50 مايكروغرام/مللتر وذلك باذابة 0.0100 غرام من الصبغة في الماء المقطر في قنينة حجمية سعة 200 مللتر ومنها تم تخفيف تركيز الصبغة الى 10 مايكروغرام/مللتر.
- محلول الفثالات المنظم (pH4.0) يحضر بمزج هيدروكسيد الصوديوم و فثالات الصوديوم الهيدروجينية كلاهما بتركيز 0.1 مولاري وتؤخذ منها أحجام مختلفة [18] والتخفيف الى 100 مللتر بالماء المقطر للحصول على pH4.0 والتي يتم ضبطها بوساطة جهاز قياس الدالة الحامضية.
- محلول الخلات المنظم (pH4.0) يحضر بمزج حامض الخليك و خلات الصوديوم كلاهما بتركيز 0.2 مولاري وتؤخذ منها أحجام مختلفة [18] والتخفيف الى 100 مللتر بالماء المقطر للحصول على pH4.0 والتي يتم ضبطها بوساطة جهاز قياس الدالة الحامضية.
- محلول براتون روبنسون المنظم (pH4.0) يحضر بمزج حامض البوريك مع حامض الفسفوريك 85% وحامض الخليك توخذ كميات مختلفة [18] يكمل الحجم بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة 1000 مللتر ويتم ضبط الدالة الحامضية باستخدام هيدروكسيد الصوديوم 0.2 مولاري.
- محلول السترات المنظم (pH4.0) يحضر بمزج حامض الستريك و سترات الصوديوم كلاهما بتركيز 0.1 مولاري وتؤخذ منها أحجام مختلفة [18] والتخفيف الى 100 مللتر بالماء المقطر للحصول على pH4.0 والتي يتم ضبطها بوساطة جهاز قياس الدالة الحامضية.
- محلول الفورمات المنظم (pH4.0) يحضر بمزج هيدروكسيد الصوديوم و حامض الفورميك كلاهما بتركيز 0.1 مولاري وتؤخذ منها احجام مختلفة [18] والتخفيف الى 100 مللتر بالماء المقطر للحصول على pH4.0 والتي يتم ضبطها بوساطة جهاز قياس الدالة الحامضية.
- محاليل المتداخلات تحضر محاليل المتداخلات بتركيز 1000 مايكروغرام/ مللتر بإذابة 0.1000 غرام منها في 100 مللتر من الماء المقطر.

• محاليل المواد الفعالة سطحياً تحضر محاليل المواد الفعالة سطحياً كل من SDS و CTAB و CPC بتركيز 0.1% وذلك بإذابة 0.1 غرام منها في 100 مللتر من الماء المقطر. وتحضر محاليل كل من المواد Triton X-100 وTriton X-100 بتركيز 1.0% بإذابة غرام واحد منها في 100 مللتر من الماء المقطر.

# طربقة العمل والمنحنى القياسي

اضيفت الى مجموعة قنانٍ حجمية سعة 10 مللتر حجوم متزايدة (مللترات) من محلول الاينوكسابارين صوديوم بتراكيز 10 و 100 مايكروغرام/مللتر لتغطية المدى الخطي 0.05-0.0 مايكروغرام/مللتر و 1.7 مللتر من صبغة الاكريفلافين بتركيز 10 مايكروغرام/مللتر واكملت الحجوم بالماء المقطر الى حد العلامة وقيست شدة تفلورها (F) بعد 5 دقائق بدرجة حرارة الغرفة عند الطول الموجي 0.05 نانوميتر بطول موجة اثارة 0.05, فضلاً عن قياس شدة التفلور (F) لمحلول صبغة الاكريفلافين (0.051 مايكروغرام/مللتر), ثم احتسبت قيم 0.052 من العلاقة (0.052 للمحاليل

## تحليل حقن الكليكسان والاينوكس


مزجت خمس حقن دوائية من كل مستحضر دوائي Clexane 4000anti-Xa IU/0.4ml و العند انتاج شركة العندي كل حقنة على 40 و المحتمل العندي كل حقنة على 40 التناج شركة العندي كل حقنة على المعتمل المعتمل المناج ألى المناج أل

#### النتائج والمناقشة

## الدراسة التمهيدية وطيف تفلور صبغة الاكربفلافين

بهدف امكانية تطوير طريقة تفلورية بسيطة وحساسة وانتقائية لتقدير الاينوكسابارين صوديوم تمت دراسة طيف تفلور محلول صبغة الاكريفلافين في الوسط المائي عند اطوال موجية تراوحت بين 350-650 نانوميتر فوجد ان اقصى شدة انبعاث تعطيه الصبغة كان عند الطول الموجي 506 نانوميتر بطول موجة اثارة 402 نانوميتر, الشكل 1.

ووجد تجرببيا عند مفاعلة كميات مايكروغرامية من الاينوكسابارين في الوسط المائي مع صبغة الاكريفلافين حدوث اخماد خطي في شدة تفاور الصبغة عند 506 نانوميتر بزيادة تركيز المركب الدوائي نتيجة تكوين معقد المزدوج الايوني بين المركب الدوائي والصبغة وهذا يؤكد امكانية استخدام الاكريفلافين كصبغة تفلورية في تقدير المركب الدوائي.




شكل 1: أطياف الاثارة والانبعاث لصبغة الاكريفلافين (1.7 مايكروغرام/مللتر) في المحلول المائي مقابل الماء المقطر وبوجود كميات مايكروغرامية من الاينوكساباربن صوديوم

#### ضبط الظروف المثلى

اجريت التجارب اللاحقة باستخدام 1.8 مللتر من محلول الاينوكسابارين بتركيز 100 مايكروغرام/مللتر وإكمال الحجم بالماء المقطر في قنان حجمية سعة 10 مللتر وقيست شدة تغلور الصبغة عند الطول الموجي 506 نانوميتر بطول موجة اثارة 402 نانوميتر.

## دراسة كمية صبغة الاكربفلافين

اجريت هذه الدراسة لتثبيت الكمية المثلى من صبغة الاكريفلافين التي يمكن استخدامها لتقدير الاينوكسابارين صوديوم والتي تقع ضمن المدى الخطي للمنحنى القياسي بين التركيز وشدة التفلور, إذ تمت اضافة حجوم متزايدة (0.1-2.0 مللتر) من محلول صبغة الاكريفلافين بتركيز 10 مايكروغرام/مللتر واكمل الحجم بالماء المقطر الى حد العلامة وقيست شدة التفلور عند 506 نانوميتر بطول موجة اثارة 402 نانوميتر, إذ يبين المنحنى القياسي في الشكل 2 ان المدى الخطي لتراكيز الصبغة هو 1.7-0.1 مايكروغرام/مللتر وعليه تم تثبيت التركيز 1.7 مايكروغرام/مللتر في الدراسات اللاحقة.



شكل 2: المنحنى القياسى لصبغة الاكريفلافين

#### تاثير الدالة الحامضية والمحاليل المنظمة

لدراسة تأثير الدالة الحامضية في قيمة اخماد شدة تفلور صبغة الاكربفلافين عند تفاعلها مع المركب الدوائي فقد تم الاتي:

اولاً تكوين معقد التجمع الايوني بين الصبغة والاينوكسابارين صوديوم في المحلول المائي او بوجود محاليل محضرة بدوال حامضية تراوحت بين 1 و 10 (بمزج حجوم مختلفة من حامض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم بتركيز 0.1 مولاري) إذ اضيفت بكميات ثابتة 1 مللتر الى قنان حجمية تحتوي على 18 مايكروغرام/مللتر من الاينوكسابارين صوديوم و 0.1 مايكروغرام/مللتر من صبغة الاكريفلافين واكمل الحجم الى حد العلامة بالماء المقطر. قيست شدة تفلور المحاليل مقابل محاليلها الصورية عند 0.1 نانوميتر بطول موجة اثارة 0.1 نانوميتر واحتسبت قيم 0.1 الفرق بين شدة تفلور صبغة الاكريفلافين لوحدها (0.1) وبعد تفاعله مع المركب الدوائي 0.1, فضلاً عن ذلك تم قياس الدالة الحامضية النهائية لكل محلول وادرجت النتائج المستحصلة في الجدول 1.

جدول1: تاثير الدالة الحامضية في التقدير

pH of solution added*	<b>F</b> °	$\lambda_{\mathrm{em}}$	F	$\lambda_{\mathrm{em}}$	ΔF*	pH final
1	916	506	405	505	511	1.03
2	956	508	467	509	489	2.06
3	953	507	474	506	479	3.18
4	964	508	476	508	488	4.34
5	957	506	528	506	429	4.83
6	921	509	550	508	371	5.92
7	895	502	526	506	369	7.12
8	847	506	486	504	361	8.61
9	812	509	492	508	320	9.34
10	776	508	448	508	318	9.81
With out	965	506	341	506	624	4.1

<sup>\*1.0</sup> ml buffer added


 $**\Delta F = F^{\circ} - F$ 

 $F^{\circ}$ : Intensity of (1.7 µg/ml) dye

F: Intensity of (1.7  $\mu$ g/ml) dye + (18  $\mu$ g/ml) enoxaparin sodium

يلاحظ من النتائج المدرجة اعلاه تأثر قيم  $\Delta F$  بتغير الدالة الحامضية, إذ وجد ان اعلى قيمة لـ $\Delta F$  كانت عند إجراء التفاعل لتكوين معقد التجمع الايوني في المحلول المائي دالته الحامضية النهائية 4.1 والخالي من المحلول المنظم.

ثانياً حضرت محاليل منظمة مختلفة بدالة حامضية مقدارها 4.0 ودرس تأثير اضافة 1.0 مللتر كلاً منها على حدى على قيم  $\Delta F$  بالمقارنة مع قيمتها في المحلول المائي. وقد اثبتت النتائج المستحصلة في الشكل 3 التأثير السلبي للمحاليل المنظمة على حساسية الطريقة, لذا استبعدت في التجارب اللاحقة واعتمد المحلول المائي وسطاً مناسباً لتقدير الاينوكسابارين صوديوم وباعلى قيمة  $\Delta F$ .



الشكل 3: تأثير المحاليل المنظمة بدالة حامضية 4 في تقدير الاينوكسابارين صوديوم

# تأثير درجة الحرارة في زمن التفاعل واستقرارية صبغة الاكريفلافين

أجريت هذه الدراســـة لبيان تأثير درجات حرارية مختلقة (5-55° م) في زمن التفاعل وتكوين معقد التجمع الايوني بين الاينوكسابارين ومحلول صبغة الاكريفلافين وذلك من خلال تحديد زمن اخماد شدة تغلور الصبغة, إذ اظهرت النتائج المدرجة في الجدول 2 إن إخماد شدة تغلورها يحدث مباشرة بعد اضافة المركب الدوائي اليها وإن اعلى قيمة لـــــ  $\Delta F$  تم الحصول عليها بعد 5 دقائق من حدوث التفاعل عند درجة حرارة المختبر (23 $\pm 2$ °م) وبزمن استقرار لايقل عن 24 ساعة وعليه أخذت القياسات في الدراسات اللاحقة بعد 5 دقائق من التخفيف الى حد العلامة.

جدول 2: تاثير درجة الحرارة في زمن التفاعل واستقرارية صبغة الاكريفلافين

Temp		$\Delta F$ / min standing time							
(C°)	5	10	20	30	40	50	60	120	Over night
5	318	318	320	320	317	317	318	312	
R.T*	625	625	624	624	625	623	623	623	619
35	598	598	597	596	596	596	593	593	
45	553	558	558	557	558	558	556	556	
55	493	494	493	490	490	489	489	488	

<sup>\*</sup>RT=23±2 °C

#### تأثير المواد الفعالة سطحيا

ان الهدف من هذه الدراسة بيان مدى تأثيرها على شدة تغلور صبغة الاكريفلافين وقيم  $\Delta F$  وذلك باضافة 1.0 مللتر من المواد الفعالة سطحياً كلاً على انفراد. فقد تبين من نتائج الجدول 3 ان المواد الفعالة سطحياً الموجبة (CPC) والسالبة (SDS) لها تأثير سلبي كبير على قيم  $\Delta F$  ويعود السبب الى تأينها وحدوث تجاذب (Interaction) مع المركب الدوائي ذا الشحنة السالبية العالية او مع الصبغة الكاتيونية مما يؤدي الى عدم تكوين معقد التجمع الايوني بين المركب الدوائي وصبغة الاكريفلافين [20,19] وبالتالي لايحدث انخفاض ملحوظ في شدة تغلور الصبغة عندئذ تكون قيم  $\Delta F$  منخفضة جداً, في حين يكون تأثير المواد الفعالة سطحياً المتعادلة على الـ  $\Delta F$  اقل اذ كان الانخفاض في قيمتها بنسب تراوحت بين 14.97 و 29.62% بالمقارنة مع القيمة 628, وعليه استبعدت المواد الفعالة سطحياً في التجارب اللاحقة.

الجدول3: تاثير المواد الفعالة سطحيا في تقدير الاينوكسابارين صوديوم

Cumfo ston4*	Enoxaparin sodium							
Surfactant*	λex(nm)	λem(nm)	<b>F</b> °	F	$\Delta \mathbf{F}$			
SDS 0.1%	403	510	980	973	7			
CTAB 0.1%	403	505	971	960.7	10.3			
CPC 0.1%	407	514	948	943.9	4.1			
Tween 80 0.1%	402	503	935	401	534			
Tween 20 0.1%	402	503	941	499	442			
Starch	402	507	960	501	459			
With out	402	506	968	340	628			


<sup>\* 1.0</sup> ml of surfactant

# تاثير المذيبات في شدة تفلور الاكريفلافين

الجدول4: تأثير المذيبات

Solvent*	Dielectric constant	λex(nm)	λem(nm)	ΔF
Ethanol	24.55	402	495	26
Methanol	32.70	405	500	45
DMF	36.71	404	502	49
Acetonitrile	37.50	406	502	83
DMSO	46.70	408	500	86
Water	80.10	402	506	623

<sup>\* 1.0</sup> ml of solvent added



الشكل 4: اطياف الاثارة والانبعاث لصبغة الاكريفلافين (1.7 مايكروغرام/مللتر) بوجود 18 مايكروغرام/مللتر من الاينوكسابارين صوديوم و 1.0 مللتر من المذيبات

# القيم التحليلية الاحصائية للطريقة المقترحة

يبين الجدول 5 القيم التحليلية للمنحنى القياسي للاينوكسابارين صوديوم (الشكل 5)، فضلاً عن قيم حدود الكشف والتقدير الكمي التي تم حسابها بأخذ مكررات لاقل تركيز وقياس الانبعاث لها مقابل الماء المقطر وبتطبيق المعادلتين[22]:


$$LOD = \frac{3\sigma C_{low}}{\overline{X}} \qquad \qquad LOQ = \frac{10\sigma C_{low}}{\overline{X}}$$

إذ ان:

σ: الانحراف القياسي النسبي لامتصاص اقل تركيز

Clow: اقل تركيز

X: معدل امتصاص اقل تركيز



شكل 5: المنحنى القياسى لتقدير الاينوكساباربن صوديوم

جدول 5: القيم التحليلية للمعالجات الإحصائية للمنحنيات القياسية لتقدير الاينوكساباربن صوديوم

Parameters	Enoxaparin sodium
Linearity (µg/ml)	0.05-20
Intercept	172.84
Slope	24.789
Correlation coefficient	0.999
Standard deviation of the intercept	3.094
Standard deviation of the slope	0.258
LOD* (μg/ml)	0.011
LOQ* (μg/ml)	0.037

<sup>\*</sup>Average of ten determinations of Clow of drug

## دقة الطربقة وتوافقها

لمعرفة دقة الطريقة وتوافقها تم احتساب نسب الاسترجاع والانحراف القياسي لستة تراكيز مختلفة للاينوكسابارين صوديوم ضمن مدى المنحنى القياسي للتقدير. وقد استدل من نتائج الجدول 6 ان الطريقة ذات دقة جيدة وتوافق جيدين, إذ بلغ معدل نسبة الاسترجاع100.51% والانحراف القياسي النسبي اقل من 3.23%.

صوديوم	الإينوكسابارين	لتقدير	وتوافقها	الطريقة	6: دقة	الجدول


Drug	Amount taken (µg/ml)	Recovery(%)	Average recovery(%)	RSD* (%)
	0.4	102.46		0.77
	1	97.46		1.46
Enoxaparin	4	103.03	100.51	3.23
Sodium	8	99.42		2.46
	13	101.52		1.09
	19	99.18		2.37

<sup>\*</sup>Average of six determinations

# دراسة طبيعة معقد التجمع الايونى المتكون

تم دراسة النسبة المولية التركيبية لمعقد التجمع الايوني المتكون بين الاينوكسابارين صوديوم وصبغة الاكريفلافين بتطبيق طريقة نسبة الميل, إذ تم تحضير منحنيين قياسيين من محلول المركب الدوائي والصبغة محضرين بتركيز  $1 \times 10^{-5}$  مولاري ليقاس شدة التفاور عند 506 نانوميتر بطول موجة اثارة 402 نانوميتر حضر الاول باضافة حجم ثابت (4.0 مللتر) من محلول الصبغة الى حجوم متزايدة (0.1 - 1.5 مللتر) من المركب الدوائي.


والثاني تم اضافة حجوم متزايدة من محلول الصابغة (0.1-1.5 مللتر) الى حجم ثابت (4.0 مللتر) من المركب الدوائي. وتبين من الشكل (6) ونتائج قسمة ميل المنحنى الاول الى الثانى ان النسبة المولية للمعقد 4:1 (الاينوكسابارين: الاكريفلافين)



الشكل 6: نسبة الميل لتكوبن المعقد بين الاينوكساباربن صوديوم والاكربفلافين

## التفاعل الكيميائي المقترح

يعد الاينوكسابارين من السكريات المتعددة لعائلة كليكوزامينوكليكان المتكونة من وحدات السكريات الثنائية التي تحتوي على مجاميع: واحدة نوع N- كبريتات واثنين نوع O- كبريتات ومجموعة كاربوكسييل ويحدث تأين لهذه المجاميع لذا يتواجد الاينوكسابارين بهيئة التكافؤ المتعدد الانيوني (Polyvalent state anionic) [9] وبكثافة سالبية عالية بوجود مجاميع -OSO3- و-OSO3- فيحدث تجاذب هيدروفوبي كاره للماء (Hydrophobic interaction) وترابط الكتروسيتاتيكي من خلال ثلاث مجاميع من الكبريتات ومجموعة الكاربوكسيل مع مجموعة امينو الثالثية لثلاث جزيئات من الاكريفلافين الموجبة الشحنة مكوناً معقد التجمع الايوني فائق الجزيئية المتعادل غير المتفاور [5] (مخطط 1) وبنسبة مولية 4:1 (الاينوكسابارين: الاكريفلافين).



وبالاعتماد على نسبة الميل المستحصل عليها ادناه التفاعل الكيميائي المقترح لتكوين معقد التجمع الايوني (مخطط 2).

$$4 \xrightarrow[N_1]{i} \xrightarrow[$$

مخطط (2) التفاعل الكيميائي المقترح لتكوبن معقد التجمع الايوني

# تأثير المتداخلات

قبل تطبيق الطريقة على مستحضر الاينوكسابارين صوديوم وعلى السوائل الحيوية مستقبلاً, يجب التأكد من انتقائية الطريقة الفلورومترية وذلك بدراسة تأثير السكريات والاملاح والاحماض الامينية والبروتينات والايونات الفلزية وذلك باضافة زيادة من هذه المواد انفرادياً الى 180 مايكروغرام/10 مللتر من الاينوكسابارين صوديوم. وقد تبين من النتائج المستحصلة في الجدول 7 عدم حدوث تداخل يمكن ان تحدثه الجزيئات المتواجدة في السوائل والعينات الحيوية وهذا يعني امكانية تطبيق الطريقة في التحليلات الروتينية.

الجدول 7: تأثير المتداخلات في تقدير الاينوكسابارين صوديوم

Foreign compound	Recovery (%) of 180 μg enoxaparin per μg of foreign compound added					
	100	250	500			
Glucose	101.30	101.71	102.37			
Fructose	98.57	101.30	102.70			
Lactose	99.07	99.48	100.19			
Sucrose	100.97	101.24	101.89			
Glysine	96.57	98.84	100.06			
Cystine	99.61	101.41	102.23			
Cysteine	101.61	102.16	102.54			
Albumin	101.17	102.67	104.60			
L-glutamic acid	100.82	101.46	101.93			
L-glutamin	101.72	102.31	102.71			
L-theronine	98.78	99.64	100.07			
Pepsin	102.18	102.63	103.03			
Dopamine	97.41	99.17	99.83			
Adrenaline	103.69	104.29	104.72			
NaCl	102.17	104.03	104.84			
KCl	101.18	102.63	103.74			
MgSO <sub>4</sub>	100.04	100.79	102.10			
ZnSO <sub>4</sub> .6H <sub>2</sub> O	97.37	98.22	99.59			

# تطبيق الطريقة المطورة في تقدير الاينوكساباربن صوديوم على الحقن الدوائية

تم تطبيق الطريقة الطيفية المقترحة لتقدير المركب الدوائي قيد الدراسة على مستحضراته الصيدلانية ومن مناشئ مختلفة ودونت النتائج في الجدول 8 ويلاحظ الدقة العالية للطريقة المقترحة واتفاقها على نحو جيد مع المحتوى الأصيل للمركب الدوائي في مستحضراته الصيدلانية.


الجدول 8: تقدير الاينوكساباربن صوديوم في الحقن الدوائية

Pharmaceutical preparation	Certified value (mg)	Amount taken (µg/ml)	Drug content found (mg)	Recovery* (%)	Average recovery (%)
		1	40.81	102.03	
		4	39.40	98.50	
Clexane 4000anti-Xa IU/0.4ml	40	8	39.55	98.88	100.18
		14	40.37	100.93	
		18	40.22	100.55	
		1	59.91	99.85	
		4	62.85	104.75	
Enox 6000 anti-Xa IU/0.6ml	60	8	59.85	99.75	100.99
		14	60.72	101.20	
		18	59.63	99.38	

<sup>\*</sup>Average of four determinations

# المقارنة مع طربقة الإضافة القياسية

لاثبات كفاءة الطريقة المقترحة وللتأكد من خلوها من المضافات و لعدم توفر اجهزة ومتطلبات الطريقة القياسية المذكورة في دستور الادوية البريطاني[23], فقد تم تطبيق طريقة الاضافة القياسية على الحقن الدوائية للاينوكسابارين صوديوم اذ بينت النتائج الموضحة في الشكل والجدول 9 ان طريقة الاضافة القياسية متفقة بشكل جيد مع الطريقة المطورة المقترحة ضمن المدى المقبول للخطأ (±5%) مما يدل على ان الطريقة ذات انتقائية بشكل مرض.



شكل 7: منحنيات الاضافة القياسية لتقدير الاينوكسابارين صوديوم  ${f A}$ : كليكسان – فرنسي المنشأ  ${f B}$ 

الجدول 9: مقارنة الطريقة المقترحة لتقدير الاينوكسابارين صوديوم في الحقن الدوائية مع طريقة الاضافة القياسية

Pharmaceutical	Certified value	Amount taken	Drug content found (mg)		
preparation	(mg)	(µg/ml)	Present method*	Standard addition procedure	
Clexane 4000anti-Xa	40	4	39.40	39.75	
IU/0.4ml France		8	39.55	41.30	
Enox 6000 anti-Xa	60	4	62.85	61.43	
IU/0.6ml Turkey		8	59.85	59.41	

<sup>\*</sup>Average of four determinations

#### الاستنتاجات

أقترحت طريقة تفلورية غير مباشرة سريعة وحساسة وانتقائية لتقدير الاينوكسابارين صوديوم من خلال تكوينه معقد المزدوج الأيوني الفائق الجزيئية مع الاكريفلافين بوصفه صبغة تفلورية في المحلول المائي وبدرجة حرارة الغرفة والذي يؤدي الى اخماد كمي لتفلور الصبغة ودون الحاجة الى الاستخلاص، وتم تطبيق الطريقة على المستحضرات الصيدلانية للمركب المدروس بنجاح بدقة وتوفق جيدين ونتائج متفقة احصائياً مع طريقة الإضافة القياسية والمحتوى الأصيل للحقن الدوائية وبدون تداخل مما يجعل امكانية استعمال الطريقة في التحليلات الروتينية لتقدير الاينوكسابارين في السوائل الحيوية.

المصادر

- 1. The United States Pharmacopoeia, (2007) 30<sup>th</sup> Revision, U. S. Pharmacopoeial Convention, Int., Rockville, MD.
- 2. Amold K. M., Capuzzi S. J. and Xu Y., Pharmaceuticals, 10, 1-15. (2017).
- 3. Costa R., Ferreira I. and Pedroso A., Eur. J. Case Rep. Intern. Med., 5, 1-4. (2018).
- 4. Gavrilenko M. A. and Gavrilenko N. A., Mendeleev Commun, 27, 419-420. (2017).
- 5. Warttinger U., Giese C. and Krämer R., https://arxiv.org/abs/1712.03377. (2017).
- 6. Qin W., Zhang W. and Xiao K. P., Anal. Bioanal. Chem., 377, 929-936. (2003).
- 7. Sun W., Ding Y. and Wang Q., Electroanal., 18, 1114-1120. (2006).
- 8. Sadowski R., Gadzala- Kopciuch R. and Kowalkowski T., J. AOAC Int., 100, 1706-1714. (2017).
- 9. Zargar P., Ghani E., Mashayekhi F. J., Ramezani A. and Eftekhar E., Oncol. Lett., 15, 10084-10090. (2018).
- 10. Dana S., Dar A. and Dhar S. K., ACS Chem. Biol., 9, 2366-2373. (2014).
- 11. Jawad Y. M., Hamad H. T. and Al-Ragehey A. S. J. M., J. Coll. Basic Educ., 21, 197-204. (2015).
- 12. Duan Y., Sen B., Xie N., Paterson J. S., Chen Z. and Wang G., Microbes Environ., 33, 195-204. (2018).
- 13. Lateef S. M., Awad M. A. and Abdul Hameed H. H., J. Global Pharm. Tech., 10, 455-461. (2018).
- 14. Lee C. J., Yue C. H., Lin Y. J., Lin Y. Y., Kao S. H., liu J. Y. and Chen Y. H., Anticancer Res., 34, 6467-6472. (2014).
- 15. Qader A. F., and Fakhre N. A., 6<sup>th</sup> Int. Conf. Workshops Basic Appl. Sci., (2017).
- 16. Shenghui F., Jian L. and Shaopu L., Chem. Res. Appl., 22, 1170-1773. (In Chinese). (2010).
- 17. Ali L. I. A., Qader A. F., Salih M. I. and Aboul-Enein H. Y., Luminescence, 34, 168-174.(2019).
- 18. Perrin D. D. and Dempsey B., "Buffer for pH metal ion control", Chapman and Hall Ltd., London, (1974), p. 128-139.
- 19. Sun W., Hang J-Y. and Jaio K., S. Afr. J. Chem., 60, 42-46.(2007)
- 20. Hui N., Sun W. and Ding Y-Q, J. Chinese Chem. Soc., 56, 271-278. (2009).
- 21. Jawad Y. M., Hamad H. T. and Al-Ragehey A. D. J. M., (2015), J. Coll. Basic Edu., 21, 198-204.(2015).
- 22. Ravisankar P., Navya C. N., Pravallika D. and Sri D. N., JOSRJ. Pharm., 5, 7-19 (2015).
- 23. British Pharmacopoeia, CD-ROM. London, The Stationery Office Ltd., Norwich NR3 1GN (2013).